

# 单抗测序服务

超过**1000**株单抗测序成功案例！  
**100%**成功率！

单克隆抗体测序既是抗体工程化和功能优化的第一步，也是专利申请的关键所在。金斯瑞国际领先的技术将为您提供专业快速的单克隆抗体测序服务，以满足您的需求。您可以借助我们ISO 9001 认证的抗体测序服务来加速和推进专利申请，数据库建立以及治疗性抗体研究。

## 服务优势：

- 严格的质量控制，确保极高的精确度
- 快速交付，最快10天即可完成
- 极具竞争力的价格
- 涵盖人、小鼠、大鼠和兔单克隆抗体（mAbs）的全面测序服务

## 快速测序服务


快速测序服务	交付时间	交付内容
可变区和前导序列测序服务	10天	<ul style="list-style-type: none"><li>• 详细的实验报告</li><li>• 序列信息</li><li>• 轻链与重链的序列比对</li><li>• 携带可变区序列的质粒</li></ul>
抗体全长测序服务	15天	<ul style="list-style-type: none"><li>• 详细的实验报告</li><li>• 序列信息</li><li>• 轻链与重链的序列比对</li><li>• 携带可变区序列的质粒</li></ul>

## 您仅需提供：

测序服务：杂交瘤细胞样本 (>1×10<sup>6</sup>cells) 以及准确的同型和物种信息

客户拥有一切序列信息相关的知识产权。我们提供的报告涵盖详细的实验报告，序列信息，以及轻链与重链的序列比对信息。如果您需要，我们也可以免费提供携带可变区序列的质粒。

## 标准测序流程：



## 相关性服务：

在您抗体药物研发的进程中，金斯瑞还可以进一步协助您进行：

1. 抗体人源化服务
2. 亲和力成熟服务
3. 抗原表位作图服务
4. 稳定细胞系建立以及治疗性抗体大规模生产

了解更多抗体工程服务：<http://www.genscript.com.cn/pharmaceutical-services/antibody-drug-development>

您还可以拨打金斯瑞抗体药物研发服务客服电话：400-025-8686-5809；客服QQ：2731867548；或发邮件至 [order@genscript.com.cn](mailto:order@genscript.com.cn) 进行询价及订购。

促销代码：IFAd14041



微信扫描二维码



微博扫描二维码

[www.genscript.com.cn](http://www.genscript.com.cn)

电话：400-025-8686-5809 025-58897288-5809  
传真：025-58897288-5815 邮编：211100  
地址：南京市江宁科学园雍熙路28号

邮箱：[order@genscript.com.cn](mailto:order@genscript.com.cn)

 **金斯瑞生物科技**  
Make Research Easy