


# PRODeal蛋白表达服务


## 基因 → 蛋白 → 抗体



蛋白表达水平及可溶性评估 **600元**    原核蛋白表达及纯化 **3600元起**

## PRODeal™ 原核蛋白表达服务

**金斯瑞**可提供一站式原核蛋白表达服务，您仅需提供您需要表达的基因序列，我们帮您设计优化序列、合成基因、亚克隆，再进行蛋白表达及可溶性测试、原核蛋白表达，最终交付您需要的蛋白。



## 服务优势

- 一站式技术服务，省心省事省时
- 选择多样化，您可以根据自身的科研需求，自由组合套餐
- 服务会经过两项测试：蛋白表达水平评估及可溶性评估，您可根据评估报告，随时终止实验，有效帮助您节约实验成本
- 测试结果显示蛋白表达量 $\geq 3\text{mg}$ ，承诺交付1.5mg 纯度85%蛋白，实验有保障

## 服务内容

- 基因合成：3元/bp，具体费用取决于基因长度和合成难度
- 亚克隆
- 蛋白表达水平及可溶性评估
- 根据不同的评估结果，选择不同套餐，完成服务：
  - ★ 蛋白表达量 $\geq 3\text{mg}$ ，可溶，直接进行原核表达及一步纯化
  - ★ 蛋白表达量 $\geq 3\text{mg}$ ，不可溶，可选择原核表达及一步纯化，并复性
- 蛋白实验完成后，如需定制抗体，可直接下单抗或多抗订单

## 抗体定制服务：

多克隆抗体制备服务：多种动物可供选择，提供小鼠、大鼠、兔、山羊和鸡的多克隆抗体制备服务。部分服务蛋白表达完成后，所得1.5mg蛋白可直接用做抗原进行免疫，顺利完成下一步的抗体定制服务，金斯瑞帮助客户有效节约抗原，并承诺抗体免疫原WB检测阳性。（详情请咨询抗体客服）

单克隆抗体制备服务：客户完成蛋白表达实验后，可直接下小鼠或大鼠的单抗定制服务订单，一站式解决您所有的实验问题。

## 订购信息

PRODeal™原核蛋白表达服务询价及订购请联系当地业务经理：\_\_\_\_\_

您还可以拨打金斯瑞蛋白客服电话：**400-025-8686-5821**；客服QQ：**2731867548**；或发送邮件至 **protein@genscript.com.cn**进行订购



微信扫描二维码



微博扫描二维码

促销代码：IFPr14031

[www.genscript.com.cn](http://www.genscript.com.cn)

电话：400-025-8686-5821 025-58897288-5821  
传真：025-58897288-5815 邮编：211100  
地址：南京市江宁科学园雍熙路28号

邮箱：[protein@genscript.com.cn](mailto:protein@genscript.com.cn)

 **金斯瑞生物科技**  
Make Research Easy